



La pantalla remota puede instalarse en una pared o colocarse sobre una mesa

Ventajas

- Conectividad EMR por USB**
La balanza puede interactuar con una computadora, un monitor, una impresora u otro dispositivo electrónico a través de una conexión USB para transferir datos con rapidez, simplicidad y exactitud
- Cálculo del Índice de Masa Corporal (BMI)**
Las funciones de la balanza incluyen la capacidad para calcular el Índice de Masa Corporal (BMI) del paciente
- Plataforma de perfil bajo**
La escasa altura de la plataforma exige esfuerzo mínimo al paciente y le brinda una experiencia de pesaje más cómoda y estable
- Características de valor agregado**
Funciones operativas [Conversión de LB/KG, Bloqueo de LB/KG, Índice de Masa Corporal, (BMI), Cero / Tara, Retención / Liberación, Cero automático, Apagado automático] incluidas sin costo adicional
- Pantalla remota**
La pantalla remota ofrece versatilidad y la posibilidad de ser instalada en una pared o colocada sobre una mesa

Se dispone de una varilla
opcional PORTROD
para medir la estatura e
instalar en la pared



La pantalla remota puede instalarse en
una pared o colocarse sobre una mesa

Modelo	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código UPC
498KL	657.23 mm x 441.33 mm x 139.7mm	7.37 kg	892076002718

Especificaciones



- Capacidad: 500 libras / 220 kg
- Resolution: 0.2 libras / 0.1 kg
- Conectividad EMR por USB
- Pantalla de cristal líquido (LCD) de 1 pulgada / 2.5 cm
- La pantalla remota puede instalarse en una pared o colocarse sobre una
- Funciones: Conversión de LB / KG, Bloqueo de LB / KG, Índice de Masa Corporal (BMI), Cero / Tara, Retención / Liberación, Cero automático, Apagado automático
- Dimensiones de la plataforma: 13 ¾ pulgadas (ancho) x 16 ½ pulgadas (profundidad) x 2 3/8 pulgadas (altura)/349 mm (ancho) x 419 mm (profundidad) x 60 mm (altura)
- Incluye 6 baterías AA, Adaptador de 120 V opcional (número de pedido ADPT31)
- Se dispone de una varilla opcional para medir la estatura e instalarla en la pared (número de artículo PORTROD)



Estuche para 498KL
Número de artículo 64771